





🇬🇧 Instructions for use
Accu-Chek Solo Reservoir Assembly
Intended Use
The Accu-Chek Solo reservoir assembly (including the filling aid and the handle for the piston rod) is a part of the micropump in addition to the Accu-Chek Solo pump base. The reservoir is a sterile container for holding the insulin that the micropump delivers to the body.
Package Contents and Storage Conditions
See outer packaging. You can find the symbol explanations in the User's Manual of the Accu-Chek Solo micropump system.
Component Overview
A Reservoir
B Filling aid (blue)
C Handle for the piston rod (blue)
D Protective film for battery (orange)
E Reservoir needle
F Piston rod
Take care not to touch the reservoir needle (E). You might injure yourself.
This product contains sharp parts which can cause injury. Keep pointed or sharp-edged parts away from small children and people who could be injured by them.

⚠️ WARNING
Risk of suffocation
This product contains small parts that can be swallowed.
Keep the small parts away from small children and people who might swallow small parts.








Before You Get Started
Read these instructions for use and the instructions in the User's Manual of the Accu-Chek Solo micropump system. Take particular note of all warnings, information, and notes required for the safe and proper use of the micropump system.
This is a sterile, single-use product that has been sterilized with ethylene oxide. You can use the reservoir assembly for up to 4 days.
Use and store the insulin in compliance with the manufacturer's specifications and pay attention to the use by date. For more information on compatible insulins, see the User's Manual of the Accu-Chek Solo micropump system.

Filling the Reservoir with Insulin
⚠️ WARNING
Risk of hypoglycemia (low blood glucose level) and hyperglycemia (high blood glucose level)
• The micropump system is intended for use with U100 insulin. Only use the micropump to deliver rapid-acting U100 insulin.
• Make sure that the insulin is at room temperature before you fill the reservoir. If insulin is used which is not at room temperature, the insulin may expand in volume. This can lead to inaccuracy in insulin delivery.
The reservoir must be filled with at least 80 U. The reservoir has a maximum holding capacity of 200 U (2.0 ml).
In addition to the reservoir assembly, you need an insulin vial with U100 insulin and a form of disinfectant, such as a sterile alcohol wipe.
Visually inspect this component before using it with the Accu-Chek Solo micropump system. If you notice anything unusual, use a new component.

To replace a component of the micropump system, always use the *Replace* menu on the diabetes manager. To view an animated video of the handling steps, tap *Help* on the diabetes manager.
❶ Wash your hands and dry them thoroughly.
Disinfect the top of the insulin vial with a sterile alcohol wipe. Allow the disinfected top of the insulin vial to dry.
❷ Slowly and carefully pull out the battery's protective film (D) downwards in the direction of the arrow to activate the battery.
❸ Hold the round part of the handle (C) firmly and pull it downwards in the direction of the arrow in order to fill the reservoir (A) with air. Fill the reservoir with the volume of air that you later want to fill with insulin.
❹ Place the insulin vial on a flat and solid surface (for example, a table top) and hold it firmly.
Place the filling aid (B) onto the vial. Push the filling aid downwards until you hear it click into place. Press the handle all the way down in the direction of the arrow to fill the insulin vial with air.
❺ Turn the reservoir assembly together with the insulin vial upside down so that the vial is above the reservoir.
❻ Slowly pull the handle downwards in the direction of the arrow to fill the reservoir with insulin. Try to ensure that as few air bubbles as possible form in the reservoir.
❼ Check the reservoir from several angles to make sure that there are as few air bubbles as possible in the reservoir. To release air bubbles from the reservoir, hold the reservoir at an angle. Gently flick your finger against the reservoir several times.

⚠️ **WARNING**
Risk of serious harm
Air bubbles can cause incorrect insulin delivery. Air bubbles may be present in the insulin or adhere to the inner surfaces of the reservoir. Air bubbles equal or larger than the air bubble indicated in the illustration, must be removed.
If it is not possible to remove these air bubbles you must replace the reservoir.
❶ Slowly push the handle upwards in the direction of the arrow ❶ to remove air bubbles from the reservoir. Slowly pull the handle downwards in the direction of the arrow ❷ until the reservoir is filled with the required amount of insulin again.
❷ Remove the filling aid from the reservoir by pulling it off laterally.
Compress the handle on the ribbed surface ❸ and then remove the handle laterally from the piston rod (F) ❹.
❸ Remove the blue reservoir cap from the pump base. Push the filled reservoir onto the pump base until both parts are tightly connected.
❹ When the reservoir and the pump base are connected to each other correctly and the battery is activated, the micropump issues the *Start* sound. If this sound is not issued, check whether the battery is activated and repeat step 10.
❺ Make sure that there is no gap between the reservoir and the pump base.
The pump base and the reservoir are only connected correctly when the *Start* sound is issued and when the pump base and the reservoir are seamlessly connected.

Disposal
Dispose of used products according to local regulations. For information about correct disposal, contact your local council or authority. Dispose of the reservoir assembly and the filling aid safely, in such a way that no third party can injure themselves.
In US, distributed by:
Roche Diabetes Care, Inc.
Indianapolis, IN 46256, USA
Toll Free: 1-800-688-4578
accu-check.com



❶ כאשר המכל ובסיס המשאבה מחוברים זה לזה ככון והסוללה מופעלת, המיקרו-משאבה משמיעה צליל הפעל. אם צליל זה אינו מושמע, בדוק אם הסוללה מופעלת וחזור על שלב ❶.
❷ דוד שאין מרווח בין המכל לבסיס המשאבה.
בסיס המשאבה והמכל מחוברים כהלכה רק כאשר מושמעת צליל הפעל וכן כאשר בסיס המשאבה והמכל מחוברים בצורה חלקה.
השלכה לאשפה
יש להשליך את המוצרים המשומשים בהתאם לתקנות המקומיות. למידע על השלכה נכונה, צור קשר עם המועצה או הרשות המקומית. יש להשליך את 'יחידת המכל ואת עדר המילוי' בצורה בטוחה, כך שצד ששלישי לא יוכל להפציע מהם.
ישראל
שירות לקוחות:
טלפון: 04-6175390
www.dynidiabetes.co.il
www.dynastore.co.il
patient.care@dyn.co.il
שם הרישום: מרכזת מיקרו משאבת אינסולין מסוג אקו צ'ק סולו כולל אביזרים נלווים |
Accu-Chek Solo System including Accessories
מס' הרישום: 2660806
שם היצרן ותכונותיו:
רוש דיאבטיס קאר ג'י.אם.בי.הייץ', סאנדוהפר שטראסה 116, מנהיים 68305, גרמניה
היבואן:
ד"ר דיאבנוטיקה בע"מ, האשל 7, פארק תעשייה

⚠️ אזהרה
סכנת חנק
מוצר זה מכיל חלקים קטנים העלולים להיבלע. יש להרחיק חלקים קטנים מילדים ומואנשים העלולים לבלוע חלקים קטנים.
לפני שמתחילים להשתמש במוצר
יש לקרוא הוראות שימוש אלה ואת הוראות השימוש של המיקרו-משאבה Accu-Chek Solo. יש לשים לב במיוחד לכל האזהרות, המידע וההערות הרלוונטיות לשימוש בטוח והולם במיקרו-משאבה.
זהו מוצר סטריילי לשימוש חד פעמי, ששוקר באמצעות אתילן-אוקסיד. ניתן להשתמש ביחידת המכל למשך 4 ימים לכל היותר.
יש להשתמש באינסולין ולאחסן אותו בהתאם למפרטי היצרן ולשים לב לשימוש עד לתאריך. למידע נוסף על מנות אינסולין וזמנות, עיין בהוראות השימוש של המיקרו-משאבה Accu-Chek Solo.

מילוי המכל באינסולין
⚠️ אזהרה
סכנת היפוגליקמיה (רמת סוכר נמוכה בדם) והיפרגליקמיה (רמת סוכר גבוהה בדם)
• המיקרו-משאבה יועבר לשימוש עם אינסולין U100. יש להשתמש במיקרו-משאבה רק כדי לתת אינסולין U100 מדי פעולה.
• יש לוודא שהאינסולין הוא בספקטוריות החדר לפני מילוי המכל. אם נעשה שימוש באינסולין שאינו בספקטוריות החדר, נפח האינסולין עשוי להשתנות. זה עלול לגרום לחוסר דיוק במנות האינסולין.
• יש לוודא שהאינסולין הוא בספקטוריות החדר לפני מילוי המכל. אם נעשה שימוש באינסולין שאינו בספקטוריות החדר, נפח האינסולין עשוי להשתנות. זה עלול לגרום לחוסר דיוק במנות האינסולין.
יש למלא את המכל ב-80 U לפחות. למכל יש קיבולת מרבית של 200 U (2.0 מ"ל).
בנוסף ליחידת המכל, אתה זקוק לבקבוקון אינסולין עם אינסולין U100 וחומר חיטוי כלשהו, כגון מבגון אלכוהול סטריילי.
בדוק חזותית רכיב זה לפני השימוש במכרכת המיקרו-משאבה Accu-Chek Solo. אם הבחנת במשורר חריץ, השתמש ברכיב חדש.
להחלפת רכיב של המיקרו-משאבה, יש להשתמש תמיד בתפריט החלפה שביועץ הסוכרת האישי.
לצפייה בסרטון הנפשה של שלבי הטיפול, הקשק על המניכה ביועץ הסוכרת האישי.

❶ יש לשטוף את הידיים ולייבש אותן היטב.
יש לחטא את החלק העליון של בקבוקון האינסולין בעזרת מבגון אלכוהול סטריילי. יש להניח חלקי העליון המחוטט של בקבוקון האינסולין להתייבש.
❷ יש לשטוף החוצה לאט ובזהירות את הגב הדביק של הסוללה (D) כלפי מטה בכיוון החץ כדי להפעיל את הסוללה.
❸ יש להחזיק את החלק העגול של הידית בחוזקה (C) ולשטוף אותו כלפי מטה בכיוון החץ כדי למלא את המכל (A) באוויר. יש למלא את המכל בנפח האוויר שאתה רוצה למלא בהמשך באינסולין.
❹ יש להניח את בקבוקון האינסולין על משטח שטוח ומוצק (לדוגמה, על גבי שולחן) ולהחזיק אותו היטב. יש להניח את עדר המילוי (B) על-גבי הבקבוקון. יש לחזות את עדר המילוי כלפי מטה עד שתשמע שהוא נבעל במקומו בבקשה. יש לחזות על הידית למטה עד הסוף בכיוון החץ כדי למלא את בקבוקון האינסולין באוויר.
❺ יש להסוך את 'יחידת המכל' ביחד עם בקבוקון האינסולין למעלה למטה כך שהבקבוקון יהיה מעל המכל.
❻ משוך לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ כדי למלא את המכל באינסולין. כסה לוודא שכמות קטנה ככל שניתן של בועות אוויר נוצרת במכל.
❼ בדוק את המכל ממספר זוויות כדי לוודא שיש כמות קטנה ככל שניתן של בועות אוויר במכל. כדי לשחרר בועות אוויר מהמכל, יש להחזיק את המכל בזווית. יש להחזיק בעדינות את האצבע כנגד המכל מספר פעמים.
⚠️ אזהרה
סכנת לפציעה חמורה
בועות אוויר עשויות לגרום למתן אינסולין שגוי. בועות אוויר עלולות להימצא באינסולין, או להיצמד למשטחים הפנימיים של המכל. יש להסיר בועות אוויר שוות בגודלן לבועות האוויר שצויה באויר, או גדולות ממנה.
אם לא ניתן להסיר את בועות האוויר הללו, עלך להחליף את המכל.

❶ חזוף לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ ❶ כדי להוציא בועות אוויר מהמכל. משוך לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ ❷ עד שהמכל יתמלא שוב בכמות האינסולין הרצויה.
❷ הסר את עדר המילוי מהמכל על-ידי משיכתו הצידה. יש לחזות את הידיית על המשטח בעל הצלעות ❶ ולאחר מכן להסיר את הידיית לרובב מונוס הבוכנה ❷ (F).
❸ הסר את כיפת ההגנה הכחולה (המכסה החלול) מבסיס המשאבה. דחוף את המכל המלא על-גבי בסיס המשאבה עד ששני החלקים יהיו מחוברים היטב.

❶ חזוף לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ ❶ כדי להוציא בועות אוויר מהמכל. משוך לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ ❷ עד שהמכל יתמלא שוב בכמות האינסולין הרצויה.
❷ הסר את עדר המילוי מהמכל על-ידי משיכתו הצידה. יש לחזות את הידיית על המשטח בעל הצלעות ❶ ולאחר מכן להסיר את הידיית לרובב מונוס הבוכנה ❷ (F).
❸ הסר את כיפת ההגנה הכחולה (המכסה החלול) מבסיס המשאבה. דחוף את המכל המלא על-גבי בסיס המשאבה עד ששני החלקים יהיו מחוברים היטב.

❶ חזוף לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ ❶ כדי להוציא בועות אוויר מהמכל. משוך לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ ❷ עד שהמכל יתמלא שוב בכמות האינסולין הרצויה.
❷ הסר את עדר המילוי מהמכל על-ידי משיכתו הצידה. יש לחזות את הידיית על המשטח בעל הצלעות ❶ ולאחר מכן להסיר את הידיית לרובב מונוס הבוכנה ❷ (F).
❸ הסר את כיפת ההגנה הכחולה (המכסה החלול) מבסיס המשאבה. דחוף את המכל המלא על-גבי בסיס המשאבה עד ששני החלקים יהיו מחוברים היטב.

🇮🇱 הוראות שימוש
יחידת המכל של Accu-Chek Solo
מטרת השימוש
יחידת המכל של Accu-Chek Solo (כולל עדר המילוי וידיית מוט הבוכנה) היא חלק מהמיקרו-משאבה, בנוסף לבסיס המשאבה של Accu-Chek Solo. המכל הוא מכל סטריילי לשמירת האינסולין שהמיקרו-משאבה כונתה לגוף.
תכולת האריזה ותנאי האחסון
ראה אריזה חיצונית. תוכל לקרוא את ההסברים על המלים בהוראות השימוש של המיקרו-משאבה Accu-Chek Solo.
סקירת הרכיבים
A מכל
B עדר מילוי (כחול)
C ידיית מוט הבוכנה (כחול)
D גב דביק עובר סוללה (כתום)
E מוט המכל
F מוט הבוכנה
יש להקפיד שלא לגעת במחט (E). אתה עלול להפציע.
מוצר זה מכיל חלקים חדים שעלולים לגרום לפציעה. יש להרחיק חלקים קטנים מילדים ומואנשים העלולים לבלוע חלקים קטנים.
לפני שמתחילים להשתמש במוצר
יש לקרוא הוראות שימוש אלה ואת הוראות השימוש של המיקרו-משאבה Accu-Chek Solo. יש לשים לב במיוחד לכל האזהרות, המידע וההערות הרלוונטיות לשימוש בטוח והולם במיקרו-משאבה.
זהו מוצר סטריילי לשימוש חד פעמי, ששוקר באמצעות אתילן-אוקסיד. ניתן להשתמש ביחידת המכל למשך 4 ימים לכל היותר.
יש להשתמש באינסולין ולאחסן אותו בהתאם למפרטי היצרן ולשים לב לשימוש עד לתאריך. למידע נוסף על מנות אינסולין וזמנות, עיין בהוראות השימוש של המיקרו-משאבה Accu-Chek Solo.

⚠️ אזהרה
סכנת חנק
מוצר זה מכיל חלקים קטנים העלולים להיבלע. יש להרחיק חלקים קטנים מילדים ומואנשים העלולים לבלוע חלקים קטנים.
לפני שמתחילים להשתמש במוצר
יש לקרוא הוראות שימוש אלה ואת הוראות השימוש של המיקרו-משאבה Accu-Chek Solo. יש לשים לב במיוחד לכל האזהרות, המידע וההערות הרלוונטיות לשימוש בטוח והולם במיקרו-משאבה.
זהו מוצר סטריילי לשימוש חד פעמי, ששוקר באמצעות אתילן-אוקסיד. ניתן להשתמש ביחידת המכל למשך 4 ימים לכל היותר.
יש להשתמש באינסולין ולאחסן אותו בהתאם למפרטי היצרן ולשים לב לשימוש עד לתאריך. למידע נוסף על מנות אינסולין וזמנות, עיין בהוראות השימוש של המיקרו-משאבה Accu-Chek Solo.

מילוי המכל באינסולין
⚠️ אזהרה
סכנת היפוגליקמיה (רמת סוכר נמוכה בדם) והיפרגליקמיה (רמת סוכר גבוהה בדם)
• המיקרו-משאבה יועבר לשימוש עם אינסולין U100. יש להשתמש במיקרו-משאבה רק כדי לתת אינסולין U100 מדי פעולה.
• יש לוודא שהאינסולין הוא בספקטוריות החדר לפני מילוי המכל. אם נעשה שימוש באינסולין שאינו בספקטוריות החדר, נפח האינסולין עשוי להשתנות. זה עלול לגרום לחוסר דיוק במנות האינסולין.
• יש לוודא שהאינסולין הוא בספקטוריות החדר לפני מילוי המכל. אם נעשה שימוש באינסולין שאינו בספקטוריות החדר, נפח האינסולין עשוי להשתנות. זה עלול לגרום לחוסר דיוק במנות האינסולין.
יש למלא את המכל ב-80 U לפחות. למכל יש קיבולת מרבית של 200 U (2.0 מ"ל).
בנוסף ליחידת המכל, אתה זקוק לבקבוקון אינסולין עם אינסולין U100 וחומר חיטוי כלשהו, כגון מבגון אלכוהול סטריילי.
בדוק חזותית רכיב זה לפני השימוש במכרכת המיקרו-משאבה Accu-Chek Solo. אם הבחנת במשורר חריץ, השתמש ברכיב חדש.
להחלפת רכיב של המיקרו-משאבה, יש להשתמש תמיד בתפריט החלפה שביועץ הסוכרת האישי.
לצפייה בסרטון הנפשה של שלבי הטיפול, הקשק על המניכה ביועץ הסוכרת האישי.

❶ יש לשטוף את הידיים ולייבש אותן היטב.
יש לחטא את החלק העליון של בקבוקון האינסולין בעזרת מבגון אלכוהול סטריילי. יש להניח חלקי העליון המחוטט של בקבוקון האינסולין להתייבש.
❷ יש לשטוף החוצה לאט ובזהירות את הגב הדביק של הסוללה (D) כלפי מטה בכיוון החץ כדי להפעיל את הסוללה.
❸ יש להחזיק את החלק העגול של הידית בחוזקה (C) ולשטוף אותו כלפי מטה בכיוון החץ כדי למלא את המכל (A) באוויר. יש למלא את המכל בנפח האוויר שאתה רוצה למלא בהמשך באינסולין.
❹ יש להניח את בקבוקון האינסולין על משטח שטוח ומוצק (לדוגמה, על גבי שולחן) ולהחזיק אותו היטב. יש להניח את עדר המילוי (B) על-גבי הבקבוקון. יש לחזות את עדר המילוי כלפי מטה עד שתשמע שהוא נבעל במקומו בבקשה. יש לחזות על הידית למטה עד הסוף בכיוון החץ כדי למלא את בקבוקון האינסולין באוויר.
❺ יש להסוך את 'יחידת המכל' ביחד עם בקבוקון האינסולין למעלה למטה כך שהבקבוקון יהיה מעל המכל.
❻ משוך לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ כדי למלא את המכל באינסולין. כסה לוודא שכמות קטנה ככל שניתן של בועות אוויר נוצרת במכל.
❼ בדוק את המכל ממספר זוויות כדי לוודא שיש כמות קטנה ככל שניתן של בועות אוויר במכל. כדי לשחרר בועות אוויר מהמכל, יש להחזיק את המכל בזווית. יש להחזיק בעדינות את האצבע כנגד המכל מספר פעמים.
⚠️ אזהרה
סכנת לפציעה חמורה
בועות אוויר עשויות לגרום למתן אינסולין שגוי. בועות אוויר עלולות להימצא באינסולין, או להיצמד למשטחים הפנימיים של המכל. יש להסיר בועות אוויר שוות בגודלן לבועות האוויר שצויה באויר, או גדולות ממנה.
אם לא ניתן להסיר את בועות האוויר הללו, עלך להחליף את המכל.

❶ חזוף לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ ❶ כדי להוציא בועות אוויר מהמכל. משוך לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ ❷ עד שהמכל יתמלא שוב בכמות האינסולין הרצויה.
❷ הסר את עדר המילוי מהמכל על-ידי משיכתו הצידה. יש לחזות את הידיית על המשטח בעל הצלעות ❶ ולאחר מכן להסיר את הידיית לרובב מונוס הבוכנה ❷ (F).
❸ הסר את כיפת ההגנה הכחולה (המכסה החלול) מבסיס המשאבה. דחוף את המכל המלא על-גבי בסיס המשאבה עד ששני החלקים יהיו מחוברים היטב.

❶ חזוף לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ ❶ כדי להוציא בועות אוויר מהמכל. משוך לאט את הידיית כלפי מטה בכיוון החץ ❷ עד שהמכל יתמלא שוב בכמות האינסולין הרצויה.
❷ הסר את עדר המילוי מהמכל על-ידי משיכתו הצידה. יש לחזות את הידיית על המשטח בעל הצלעות ❶ ולאחר מכן להסיר את הידיית לרובב מונוס הבוכנה ❷ (F).
❸ הסר את כיפת ההגנה הכחולה (המכסה החלול) מבסיס המשאבה. דחוף את המכל המלא על-גבי בסיס המשאבה עד ששני החלקים יהיו מחוברים היטב.

🇮🇱 Instruções de uso
Conjunto do reservatório Accu-Chek Solo
Indicação de uso
O conjunto do reservatório Accu-Chek Solo (incluindo o suporte do frasco e o punho da haste do êmbolo) é, além da base do SICI Accu-Chek Solo, parte integrante do micro-SICI. O reservatório é um compartimento estéril onde é colocada a insulina que será administrada ao corpo pelo micro-SICI.
Conteúdo da embalagem e condições de armazenamento
Veja na embalagem externa. Você pode encontrar as explicações dos símbolos nas instruções de uso do sistema com micro-SICI Accu-Chek Solo.
Visão geral dos componentes
A Reservatório
B Suporte do frasco (azul)
C Punho da haste do êmbolo (azul)
D Película de proteção da bateria (laranja)
E Agulha do reservatório
F Haste do êmbolo
Tome cuidado para não tocar a agulha do reservatório (E). Você poderá se ferir.
Este produto contém peças afiadas que podem causar ferimentos. Armazene peças pontiagudas ou afiadas fora do alcance de crianças ou de pessoas que possam se ferir com essas peças.
⚠️ ADVERTÊNCIA
Risco de asfixia
Este produto contém peças pequenas que podem ser engolidas.
Mantenha as peças pequenas fora do alcance de crianças e de pessoas que possam engolir as peças pequenas.
Antes de começar
Consulte estas instruções de uso e as instruções de uso do sistema com micro-SICI Accu-Chek Solo. Fique especialmente atento às advertências, informações e notas para garantir um uso adequado e seguro do sistema com micro-SICI.
Este é um produto estéril, de uso único, que foi esterilizado com óxido de etileno. Você pode utilizar o conjunto do reservatório por até 4 dias.
Utilize e guarde a insulina de acordo com as instruções do fabricante e esteja atento à data de validade. Para mais informações sobre insulinas compatíveis, consulte as instruções de uso do sistema com micro-SICI Accu-Chek Solo.

⚠️ ADVERTÊNCIA
Risco de asfixia
Este produto contém peças pequenas que podem ser engolidas.
Mantenha as peças pequenas fora do alcance de crianças e de pessoas que possam engolir as peças pequenas.
Antes de começar
Consulte estas instruções de uso e as instruções de uso do sistema com micro-SICI Accu-Chek Solo. Fique especialmente atento às advertências, informações e notas para garantir um uso adequado e seguro do sistema com micro-SICI.
Este é um produto estéril, de uso único, que foi esterilizado com óxido de etileno. Você pode utilizar o conjunto do reservatório por até 4 dias.
Utilize e guarde a insulina de acordo com as instruções do fabricante e esteja atento à data de validade. Para mais informações sobre insulinas compatíveis, consulte as instruções de uso do sistema com micro-SICI Accu-Chek Solo.

Preencher o reservatório com insulina
⚠️ ADVERTÊNCIA
Risco de hipoglicemia (baixo nível de glicemia) e hiperglicemia (nível de glicemia elevado)
• O sistema com micro-SICI é indicado para uso com insulina U100. Utilize o micro-SICI somente para a administração de insulina U100 de ação rápida.
• Deixe a insulina adquirir a temperatura ambiente antes de preencher o reservatório. Se a insulina utilizada não estiver à temperatura ambiente, a insulina poderá expandir de volume. Isso poderá causar imprecisões na administração de insulina.
O reservatório precisa ser preenchido com pelo menos 80 U. A capacidade máxima do reservatório é de 200 U (2,0 ml).
Tenha em mãos, além do conjunto do reservatório, um frasco de insulina U100 e um desinfetante, por exemplo, uma compressa estéril com álcool.
Inspeção este componente visualmente antes de utilizá-lo com o sistema com micro-SICI Accu-Chek Solo. Se você notar algo incomum, use um novo componente.
Para substituir um componente do sistema com micro-SICI, utilize sempre o menu *Substituir* do gerenciador de diabetes.
Para ver um vídeo de animação dos passos de manuseio, toque em *Ajuda* no gerenciador de diabetes.
❶ Lave e seque bem as mãos.
Desinfete a parte de cima do frasco de insulina com uma compressa estéril com álcool. Deixe secar a parte de cima do frasco de insulina após a desinfecção.
❷ Puxe com cuidado a película de proteção da bateria (D) lentamente para baixo, na direção da seta, para ativar a bateria.
❸ Segure firme a parte arredondada do punho da haste (C) e puxe-o para baixo, na direção da seta, para preencher o reservatório (A) de ar. Encha o reservatório com a quantidade de ar com a qual pretende encher a insulina posteriormente.
❹ Coloque o frasco de insulina sobre uma superfície plana e firme (p.ex., uma mesa) e segure-o firme. Coloque o suporte do frasco (B) sobre o frasco.
Pressione o suporte do frasco para baixo até ouvir que se encaixou. Pressione a pega da haste para baixo até o fim, na direção da seta, para introduzir ar no frasco de insulina.
❶ Gire o conjunto do reservatório com o frasco de insulina de modo que o frasco se encontre sobre o reservatório.
❷ Puxe a pega da haste vagorosamente para baixo, na direção da seta, para encher o reservatório com insulina. Procure assegurar que se forme apenas o mínimo possível de bolhas de ar no reservatório.
❸ Examine o reservatório por diferentes ângulos para se certificar de que haja apenas o mínimo possível de bolhas de ar no reservatório. Para retirar bolhas do reservatório, segure-o inclinado. Com cuidado, bata repetidamente com o dedo no reservatório.
⚠️ ADVERTÊNCIA
Risco de sério dano à saúde
Bolhas de ar podem levar a uma administração de insulina incorreta. As bolhas de ar podem se encontrar na insulina ou estar aderidas à superfície interna do reservatório. Bolhas de ar iguais ou maiores que a bolha de ar representada na ilustração devem ser removidas.
Se não for possível remover essas bolhas de ar, você deverá substituir o reservatório.
❶ Pressione a pega da haste vagorosamente para cima, na direção da seta ❶, para remover as bolhas de ar do reservatório. Puxe a pega da haste vagorosamente para baixo, na direção da seta ❷, até encher o reservatório com a quantidade desejada de insulina.
❷ Retire o suporte do frasco do reservatório puxando-o lateralmente.
Aperte o punho da haste do êmbolo na área rugosa ❸ e puxe-o para o lado para retirá-lo da haste do êmbolo (F) ❹.

❶ Retire a capa de proteção azul da base do SICI. Coloque o reservatório preenchido na base do SICI, empurrando-o até que ambas as partes estejam bem conectadas.
❷ Quando o reservatório e a base do SICI estão conectados entre si corretamente e a bateria está ativada, o micro-SICI emite o som de *Início*. Se o som não for emitido, verifique se a bateria está ativada e repita o passo 10.
❸ Tome cuidado para que não fique nenhum espaço entre o reservatório e a base do SICI.
A base do SICI e o reservatório só estarão conectados corretamente se o som de *Início* tiver sido emitido e se a base do SICI e o reservatório estiverem intimamente conectados.
Descarte
Descarte produtos usados de acordo com a legislação local vigente. Para informações sobre o descarte correto, entre em contato com a autoridade local competente.
Descarte o conjunto do reservatório e o suporte do frasco de um modo seguro, excluindo o risco de ferimentos a terceiros.
Detentor do registro/notificação:
Roche Diabetes Care Brasil Ltda.
CNPJ: 23.552.212/0001-87
Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 691 - 2º andar - Várzea de Baixo - São Paulo/SP - CEP: 04730-903 - Brasil
Central de Relacionamento: 0800 772 0126
www.accu-check.com.br
ANVISA: 81414029003

